




# QUAND LE PALUDISME TUE ENCORE TOUTES LES MINUTES, IL EST TEMPS DE CHANGER DE MÉTHODES DE DIAGNOSTIC AU LABORATOIRE

Revolutionnez la précision diagnostique au laboratoire avec les performances du test moléculaire *illumigene* Malaria by Meridian Bioscience.

- ✓ **Sensibilité** — Sensibilité analytique 80.000x supérieure aux méthodes conventionnelles<sup>1,3</sup>
- ✓ **Rapidité** — Résultats en moins d'une heure
- ✓ **Simplicité** — Requis technique minimal
- ✓ **Abordable** — Pas d'investissement machines nécessaire

MERIDIAN BIOSCIENCE  
  
» Malaria



## 🎯 PRÉCIS

- Détection directe des espèces du genre *Plasmodium* (*P. falciparum*, *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae* et *P. knowlesi*)
- D'une sensibilité analytique jusqu'à 1.500x supérieure à la microscopie<sup>1,2</sup>
- D'une sensibilité analytique jusqu'à 80.000x supérieure par rapport aux tests de dépistage rapides (TDR)<sup>1,3</sup>

## 🔄 RAPIDE ET RATIONNEL

- Préparation simple de l'échantillon à partir de sang total
- Moins de 2 minutes de manipulation et 40 minutes d'amplification
- Ne nécessite pas de répétition de tests

## ✂️ CONCEPTION EFFICACE ET COMPACTE

- Empreinte minimale, adaptable aux besoins du laboratoire
- Réactifs prêts à l'emploi
- Conservation des kits à température ambiante

## 💰 TECHNOLOGIE ABORDABLE

- Pas d'investissement capital requis
- Pas de coûts de maintenance annuelle
- Formation et mise en route sans coûts supplémentaires

### RÉFÉRENCES

1. *illumigene* Malaria package insert, SN11102.
2. Okell LC, Ghani AC, Lyons E, Drakeley CJ. Submicroscopic infection in *Plasmodium falciparum*-endemic populations: a systematic review and meta-analysis. *J Infect Dis* 2009; 200:1509.
3. Abba, Katharine., et al. "Rapid Diagnostic Tests for Diagnosing Uncomplicated Non-falciparum or *Plasmodium Vivax* Malaria in Endemic Countries." *Cochrane Database of Systematic Reviews* (2014).

Pour plus d'informations, contacter un spécialiste à l'adresse [info@meridianbioscience.eu](mailto:info@meridianbioscience.eu)

### MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

**Belgium – Braine l'Alleud:** Tel: +32 (0)67 89 59 59 | **France – Paris:** Tel: +33 (0)1 42 56 04 40 |  
**Germany – Berlin:** Tel: +49 (0)3371 681 500 | **Italy – Milan:** Tel: +39 0331 43 36 36 |  
**Netherlands – Veghel:** Tel: +31 (0)411 62 11 66 | **United Kingdom – London:** Tel: +44 (0)20 8453 7970  
Web: [www.meridianbioscience.eu](http://www.meridianbioscience.eu) | Pour les autres pays, visiter: [www.meridianbioscience.eu/distributors](http://www.meridianbioscience.eu/distributors)

### SIÈGE MONDIAL

3471 River Hills Drive, Cincinnati, Ohio 45244, USA, Tel.: 1-513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE  
**illumigene**  
» Malaria

... pour un futur sans Paludisme

### *illumigene* MALARIA

#### SENSIBILITÉ ANALYTIQUE

**2** Parasites/µl  
*P. falciparum*      **0.125** Parasites/µl  
*P. vivax*

#### SENSIBILITÉ CLINIQUE

**100%**

SENSIBILITÉ

N° Catalogue 280925

### *illumigene* MALARIA PLUS

#### SENSIBILITÉ ANALYTIQUE


**0.25** Parasites/µl  
*P. falciparum*      **0.063** Parasites/µl  
*P. vivax*

#### SENSIBILITÉ CLINIQUE

**100%**

SENSIBILITÉ

N° Catalogue 281125



### AUTRES TESTS *illumigene* DISPONIBLES:

*C. difficile* | Group A *Streptococcus* | Group B *Streptococcus* | HSV 1&2 |  
Mycoplasma Direct | Pertussis | Chlamydia (CT) | Gonorrhoea (NG)

 **Meridian**  
Bioscience® Europe  
Inspired Science. Trusted Solutions.®